

WIRÓWKI LABORATORYJNE
LABORATORY CENTRIFUGES

MPW 223a/b/c/e/es

N° 10223a/10223b/10223c/10223e/10223es



- Certified Management System
- DIN EN ISO 9001
- DIN EN ISO 13485











	MPW 223a	MPW 223b	MPW 223c	MPW 223e	MPW 223es
	230V-50/60Hz; 115V-50/60Hz				
	25W	120W	55W	120W	135W
	12 kart żelowych / 12 gel cards	40ml	4 próbki cyto / 4 cyto samples / 2 MTP	500ml	180ml
	1000 rpm	300 ÷ 4000 rpm	300 ÷ 2500 rpm	300 ÷ 4000 rpm	300 ÷ 5000 rpm
RCF	85 x g	2320 x g	768 x g	2504 x g	3689 x g
	10min	1 ÷ 99min			
	270 x 355 x 435mm [HxWxD]				
	10,5/12kg (230V/115V)	13/14,5kg (230V/115V)	10,5/12kg (230V/115V)	13/15kg (230V/115V)	13/15kg (230V/115V)
CECHY / FEATURES					
do testów kolumnowych, w tym do oznaczania grupy krwi (karty żelowe); for column tests, including blood type grouping (gel cards)		do implantologii stomatologicznej; for dental implantology		do testów cytologicznych; for cytological testing	
do zastosowań uniwersalnych; for universal purposes					
bezbosługowy silnik indukcyjny; maintenance-free induction motor					
intuicyjny układ nastawiania parametrów wirowania; intuitive setting of spinning parameters					
wyświetlacz LCD; LCD display					
łatwa obsługa; easy operation					
stały czas wirowania; constant centrifuging time		regulacja czasu wirowania; centrifuging time adjustment			
stałe RPM; constant RPM		regulacja RPM; RPM adjustment			
praca w trybie „SHORT”; "SHORT" operation mode					
BEZPIECZEŃSTWO / SAFETY					
sygnalizacja niewyważenia; unbalance warning			sygnalizacja niewyważenia; unbalance warning		
blokada pokrywy; lid locking during rotor run					
awaryjne otwieranie pokrywy; emergency lid lock release					
Produkt zgodny z międzynarodowymi normami bezpieczeństwa EN-61010-1 i EN-61010-2-020; Product conforming with the EN-61010-1 and EN-61010-2-020 international safety norms					




Zastrzega się prawo do zmian. MPW MED. INSTRUMENTS nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy drukarskie.
Technical specification subject to change. MPW MED. INSTRUMENTS is not responsible for printing mistakes.




Wirówki 223a/b/c/e/es stanowią serię stołowych wirówek laboratoryjnych przeznaczonych do użytku ogólnego oraz do zastosowań specjalnych. Znajdują one zastosowanie w laboratoriach medycznych, biochemicznych, weterynaryjnych, przemysłowych i innych. Konstrukcja wirówek została oparta na doświadczeniu firmy MPW MED. INSTRUMENTS oraz wieloletniej współpracy z laboratoriami i placówkami medycznymi.




The MPW 223a/b/c/e/es models constitute a family of compact laboratory centrifuges dedicated for general purpose use. They find application in medical, biochemical, veterinary, industrial and other laboratories. The construction of the centrifuges is based on the broad experience of the MPW MED. INSTRUMENTS company and many years of cooperation with laboratories and medical institutions.

MPW 223a				TESTY KOLUMNOWE COLUMN TESTS	WIRNIK HORYZONTALNY SWING-OUT ROTOR
	RPM	RCF		N°	
12 gniazd slots	1 000	85	-	12270	

MPW 223b				IMPLANTOLOGIA IMPLANTOLOGY	WIRNIK HORYZONTALNY SWING-OUT ROTOR
	RPM	RCF		N°	
4x10ml	4 000	2 320	-	12331	

MPW 223c				CYTOLOGIA/MTP CYTOLOGY/MTP	WIRNIKI SPECJALISTYCZNE SPECIAL PURPOSE ROTORS
	RPM	RCF		N°	
4x2,2ml CYTO	2 500	768	-	12271	
2x1 MTP (standard)	2 500	636	-	12218	

MPW 223e					WIRNIKI KĄTOWE ANGLE ROTORS	
	RPM	RCF		N°		
10x50ml	4 000	2 092	30°	11333		
12x25/30ml	4 000	2 146	30°	11332		
4x25/30ml	4 000	2 128	45°	11257		
30x10x15ml	4 000	2 379	30°	11502		
24x10/15ml	4 000	2 092	30°	11486		
12x10/15ml	4 000	2 128	30°	11237		
8x10/15ml	4 000	2 057	45°	11487		
4x100ml	4 000	2 468	-	12183		WIRNIKI HORYZONTALNE SWING-OUT ROTORS
4x70ml	4 000	2 307	-	12232		
4x50ml	4 000	2 468	-	12485		
8x10/15ml	4 000	2 504	-	12193		

MPW 223es					WIRNIKI KĄTOWE ANGLE ROTORS
	RPM	RCF		N°	
4x25/30ml	5 000	3 326	45°	11257	
12x10/15ml	5 000	3 326	30°	11237	
8x10/15ml	5 000	3 214	45°	11487	
4x60ml ORTHOKIN	5 000	3 633	45°	11720	
2xBD Perfusion 50ml Syringe + 4x KD-JECT III 20ml	5 000	3 689	45°	11725	

Aby zapoznać się z pozostałym wyposażeniem prosimy o bezpośredni kontakt lub wizytę na stronie www.mpw.pl
For further accessories please contact us directly or see at www.mpw.pl



MPW MED. INSTRUMENTS

ul. Boremlowska 46
04-347 Warszawa

46 Boremlowska Street
04-347 Warsaw Poland

WORLDWIDE

tel. +48 22 673 04 08
+48 22 879 70 97
fax +48 22 610 81 01
mpw@mpw.pl, www.mpw.pl

POLSKA

tel. 22 610 56 67
22 740 20 25
fax 22 610 81 01
mpw@mpw.pl, www.mpw.pl

SERWIS/SERVICE

tel. +48 22 610 81 07
+48 22 610 50 14
fax +48 22 610 55 36
service@mpw.pl